

キュベット電極

Electroporation Cuvettes

ピペット
付き!

BEX

送料無料! **サンプル配布中!**

キャンペーン期間:2011.6.15-8.31まで

1パックのご注文

¥9,800 /50個

3パック以上のご注文

¥9,500 /50個



- 他社エレクトロポレーターに適合
- 電極間1mm,2mm,4mm
- 各1ケにピペット付き
- ガンマ滅菌処理済み&個包装

※上記金額は1パック(50個入り)あたりの金額となります。
※3/パック以上のキャンペーン価格は一度にご注文を頂いた
場合のみとなります。ギャップの種類は組み合わせ自由です。

Cat.No.	色	ギャップ	容量	数量	価格
SE-201	茶	1mm	20~80μL	50個	¥14,000 → ¥9,800
SE-202	緑	2mm	40~400μL	50個	¥14,000 → ¥9,800
SE-204	青	4mm	200~800μL	50個	¥14,000 → ¥9,800


We also recommend...

- 遺伝子導入が困難な細胞にお困りではありませんか?
- エレクトロポレーションの試薬代が高価でお困りではありませんか?

★ベックスのin vitroエレクトロポレーター-CUY21VITRO-EXは、初代細胞、神経細胞、
免疫・血液系細胞への高い導入効率と生存率を誇ります。

★高価な専用試薬も不要です。

★接着細胞のまま(ディッシュに培養したまま)直接遺伝子導入が可能です。



CUY21VITRO-EX

販売元

BEX

株式会社ベックス 東京都板橋区板橋2-61-14

TEL:03-5375-1071 FAX:03-5375-5636

E-mail:info@bexnet.co.jp URL:http://www.bexnet.co.jp

※本広告には消費税が含まれておりません。